

ニボルマブ+イピリウムマブ療法

	Day1	Day21
投薬		
注射	■---【注射】 静脈内注射 … 1 大塚生食注(20ml) … 1管 CVポート又はPICC留置時の投与前フラッシュ用 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 オプジーボ注【規格分解用】 … 240mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 希釈後の濃度が$\geq 1.9\text{mg/mL}$以上となるよう調製 30 分間かけて 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 30 分間かけて 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注50ml(ml用) … 20ml ヤーホイ点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 0.2～1.2ミクロンのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 30 分間かけて 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 1回	